

# Pbi Laboratory Gazette

Февраль 2007 Маркетинговый и технический бюллетень International pbi том 4 вып. 161

## Официальное сообщение

### ОТБОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ПРОБ (код 12702)



т. п. пробы, отбирающиеся из пакетов, мешков, контейнеров и грузовых машин должны быть представительными для получения достоверных результатов. Этого можно добиться использованием стального зонда-пробоотборника "ENDLESS" производства International Pbi, действие которого основано на принципе Архимеда. Зонд с внутренним спиральным буром работает от аккумулятора. Проткните стенку мешка заостренным

## Официальное сообщение

### ПРАВИЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОБ (код 5276)



## Отбор проб

## Официальное сообщение

### БОЛЬШАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОБЫ БЛАГОДАРЯ МНОГОСЕВОМУ СМЕСИТЕЛЮ ДЛЯ ПОРОШКОВ И ГРАНУЛ (код 10594)



## Официальное сообщение

### ПЕРЕНОСКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ (код 23144)



**pbi**international

International pbi S.p.A.  
Via Novara, 89 - 20153 Milano - Tel. (+ 39) -02-48779.1 Fax (+ 39) -02-40.090.010  
www.internationalpbi.it - e.mail: info@internationalpbi.it

UNI EN ISO 9001:2000



**INTERNATIONAL PBI IS  
ISO 9001:2000 CERTIFIED**

# SAS • DUO SAS 360

## ПЕРЕНОСНОЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК ВОЗДУХА С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ

Имеет один корпус и две аспирационные головки, что позволяет использовать одновременно две чашки с разными средами для посева на разные микроорганизмы или с одной и той же средой для вычисления среднего и получения более представительного результата.



## Зачем ?

Чашки с агаром для подсчета ОМЧ в правой и левой головках для вычисления среднего и большей достоверности результата подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ)

Чашки с агаром для подсчета ОМЧ в правой и левой головке для получения статистически достоверного результата

Чашки с агаром для подсчета ОМЧ в правой и левой головках для анализа большего объема воздуха в чистых комнатах (360 л в минуту)

Чашки с агаром для подсчета ОМЧ в правой и левой головках для сокращения времени отбора пробы (забор 1000 л воздуха занимает примерно 3 минуты)

Чашка с триптиказно-соевым агаром (или агаром для подсчета ОМЧ) в левой головке и с декстрозным агаром Сабуро (или агаром с бенгальским розовым) в правой для подсчета дрожжей и плесеней.

### ЗАКАЗ

Кат. №	Описание
24584	Пробоотборник воздуха DUO SAS 360 со скоростью забора воздуха через каждую головку 180 л/мин (без головки и трансформатора)