



Группа компаний «СИМАС»

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, стр 1
(495) 311-22-09, 319-22-78, 781-21-58, 980-29-37

E-mail: info@simas.ru ;

www.simas.ru

Капсулы Анабак®

Дезодорант для автоклавов



Interscience

Освежите воздух вашей лаборатории!

В лабораториях очень важна гигиена, чистота и комфортные условия работы.

Использование дезодоранта для автоклавов Anabac® обеспечит еще более сильное чувство чистоты в вашей лаборатории.



Стойкий аромат. Любое применение
На основе экстрактов мяты и эвкалипта



Мягкий аромат. На основе экстрактов яблока
Рекомендуется для пищевой промышленности



Мягкий аромат. На основе экстрактов лимона
Рекомендуется для пищевой промышленности




Стойкий аромат. Любое применение
На основе экстрактов цветов



Стойкий аромат. Любое применение
На основе экстрактов персика




1.




При стерилизации образцов неприятные запахи мешают комфортной работе с автоклавом.

2.



Для придания воздуху приятного аромата, поместите одну капсулу (или 2, если неприятный запах сильный) в воду на дно автоклава

3.



По окончании стерилизации, капсула полностью испаряется, оставляя после себя приятный аромат в вашей лаборатории.

- Комфорт при работе
- Совместимы с любыми автоклавами
- Не влияют на процесс автоклавирования
- Приятные ароматы. Настоящий французский парфюм!
- Подвергаются биodeградации на 100%

Для любых автоклавов (максимум 200 л), рекомендуется для пищевой промышленности.

- В банке 100 капсул
- Вес банки 160 гр
- 5 Ароматов:

- Классический (8.11E001)
- Яблочный (8.11E002)
- Цитрусовый (8.11E003)
- Цветочный (8.11E006)
- Персиковый (8.11E007)

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru

Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1