



ООО «Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ»
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Тел: 8 - (495) - 980-29-37 ИНН 7726398708
info@simas.ru www.simas.ru



ЛАБОРАТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ УСИЛИЕМ СДВИГА ДЛЯ БЫСТРОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

МОДЕЛЬ -L5M

Идеален при диспергировании и гидратации бентонита и других модификаторов реологии в воде или соляном растворе, а также приготовление водно-масляных эмульсий.

Производит продукт без агломератов и/или стабильную водно-масляную эмульсию за долю времени (экономия времени до 90%).

Мелкозернистый размер глобул обеспечивает получение стабильной масляно-водной эмульсии. Буровые растворы можно производить с использованием проточного смесителя на основе рециркуляции, но также могут поставляться установки Флешмикс для непрерывного однопроходного производства



Модель L5M. Настольная модель.

Лабораторный Смеситель *предназначен* для смешивания, эмульгирования, гомогенизации, дезинтеграции, растворения многокомпонентных смесей. Эффективность работы обеспечена высокоскоростным сдвигом и уникальными конструкционными особенностями насадок и головок.

Технические параметры:

Мощность электрического двигателя — 250 Ватт. 220 В.
Максимальная скорость вращения вала — 8 000 об./мин.
При полной нагрузке — 6 000 об./мин.
Максимальный объем образца — 12 литров.
Максимальная вязкость образца — не более 7 000 срс.
Управление положением смесительного блока по вертикали.
Блокировка остановки смесительного блока в крайних положениях.
Максимальное расстояние по вертикали смесительного блока от рабочей поверхности — 30 см.
Стандартный смесительный блок — из высококачественной нержавеющей стали.
Корпус покрыт белой химически стойкой эмалью.
Втулка из бронзового сплава.
В комплекте: узел смешивания с 4-я различными насадками, резиновый коврик.
Для 220 В, 50 Гц, 5 А. Общие размеры: 94 x 31 x 51 см.
Вес 25 кг.

Документация на русском языке.

Гарантия 1 год.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

ООО "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ"
info@simas.ru, www.simas.ru
Тел./факс: 8 (495) 980-29-37

МОДЕЛЬ -L5M

Специальная насадка DUPLEX – имеет две рабочие головки, ориентированные в противоположенных направлениях.

Верхняя головка отбрасывает материал к низу от поверхности смеси, в то время как нижняя головка заставляет образец двигаться вверх от дна емкости. Верхняя головка насадки — для грубого помола модификаторов, а нижняя головка насадки — для мелкого помола. Данная насадка позволяет идеально перемешивать липкие или плавучие материалы, которые необходимо перемещать с поверхности вглубь и быстро перемешивать. Основное назначение насадки — работа с вязкими образцами. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

****Управление работой через сенсорный экран****

Фронтальная панель блока управления



Насадки для Смесителей серии L5



Таблица для заказа

Код	Наименование
11.2C010	Смеситель (дезинтегратор, дэмульгатор) с высоким усилием сдвига. Модель L5M.
11.2C030	Насадка специальная двойная перемешивающая DUPLEX
11.2C027	Головка стандартная (сито) для эмульгирования, для Смесителей серии L5.

***Как дополнительная опция для работы с образцами при температурах до 200° С предлагаются:

- специальная электрическая плитка с емкостью из нержавеющей стали и надежным креплением
- масляная баня также с емкостью из нержавеющей стали.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

ООО "Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ"
 info@simas.ru, www.simas.ru
 Тел./факс: 8 (495) 980-29-37