



СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ "ПРОТОКОЛ 3"

Идеален для микробиологических исследований в пищевых и фармацевтических лабораториях с большим объемом работы.



Компьютер устанавливается на прибор при изготовлении



Любая модель компьютера может использоваться при работе с прибором

Характеристика:

- Обнаружение колоний, даже таких мелких, как 43 микрона
- Высокоточное измерение зон подавления роста вплоть до 0,5 мм
- Разделяет соприкасающиеся колонии, создает классы колоний по цвету, форме и размеру
- Быстрый пересчет концентрации в КОЕ\мл. с учетом разведения
- Автоматизированный процесс самокалибровки
- Автоматическое считывание разных видов чашек диаметром до 150 мм
- Скорость считывания - до 75 чашек за 5 минут с мгновенным сохранением результатов.
- Автоматически экспортирует данные в Excel, Open Office, PDF или ваш LIMS

Документация на русском языке.

Гарантия — 12 месяцев.

Таблица для заказа:

Код	Описание
8.10G001	Счетчик колоний автоматический «ПРОТОКОЛ 3 ПЛЮС». Камера — 5 мегапикселей. С компьютером. Размеры: 70 x 50 x 40 см. Вес: 30 кг. Документация на русском языке. Гарантия — 12 месяцев. Для 220, 50 Гц.
8.10G002	Счетчик колоний автоматический «ПРОТОКОЛ 3». Камера — 5 мегапикселей. Без компьютера. Размеры: 45 x 50 x 40 см. Вес: 20 кг. Документация на русском языке. Гарантия — 12 месяцев. Для 220, 50 Гц